

# SADA PRO ODBĚR SLIN

## Návod k použití

### POUŽITÍ

Používá se pro odběr slin.

### PRINCIP

Ergonomické zařízení navržené pro snadný odběr slin. Konzervačním roztokem je Hankův vyvážený solný roztok, který může stabilizovat virus. Ke konzervačnímu roztoku byla přidána fenolová červeň, která slouží jako indikátor stavu konzervačního roztoku. Antibiotika byla přidána s cílem zabránit růstu bakterií a plísní.

### PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Podmínky skladování: pokojová teplota (2–30 °C).

### OBSAH SADY

1. Zařízení pro odběr slin
2. 5 ml zkumavka naplněná 2 ml pufru
3. Lepící štítek
4. Biohazard sáček
5. Laboratorní žádanka
6. Transportní sáček pro odevzdání na odběrovém místě
7. Pokyny pro nakládání s odebraným vzorkem
8. Návod k použití

### ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Před odběrem vzorku si vypláchněte ústa vodou a nejezte.
2. Uvolněte tvář a plivněte sliny do odběrového zařízení až po značku 2 ml, ujistěte se, že požadované množství neobsahuje bubliny.
3. Přidejte konzervační roztok z předem naplněné zkumavky.
4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte víčko ze zkumavky, ve které byl roztok.
5. Zkumavku asi 10krát převraťte, aby se obsah promíchal.
6. Vyplňte potřebné informace na lepící štítek a přilepte ho na zkumavku.
7. Vložte zkumavku do biohazard sáčku pro bezpečnou přepravu.



1. Vyjměte zařízení pro odběr slin a zkumavku s konzervačním roztokem.



2. Uvolněte tvář a plivněte do odběrového zařízení až po značku 2 ml, ujistěte se, že požadované množství neobsahuje bubliny.



3. Přidejte konzervační roztok z předem naplněné zkumavky.



4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte víčko ze zkumavky, ve které byl roztok.



5. Zkumavku asi 10x převraťte, aby se obsah promíchal.

### OPATŘENÍ

1. Nedotýkejte se vnitřku odběrového zařízení rukama ani jinými předměty při jeho použití.
2. Produkt je na jedno použití, nepoužívejte jej opakovaně.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený obal.
4. Nepoužívejte výrobek po vypršení expirace.
5. Výrobek by měl být skladován v suché, větrané a čisté místnosti bez vystavení slunečnímu záření.
6. Nepijte konzervační roztok a ani se ho nedotýkejte. Roztok může být zdraví škodlivý při požití a při kontaktu může způsobit podráždění pokožky a očí.
7. Pokud je to možné, noste jednorázové rukavice po celou dobu manipulace s výrobkem.

**Datum výroby a expirace: viz štítek**

*V případě nedodržení shora uvedených pokynů může dojít k ovlivnění výsledku.*



# SALIVA COLLECTION KIT

## Instruction For Use

### INTENDED USE

Used for saliva collection.

### PRINCIPLE

The ergonomically designed collector is easy for saliva collection. The preservation solution is Hank's Balanced Salt Solution, which can help to stabilize the virus. Phenol red was added to the preservation solution to indicate the preservation state. Antibiotics were added to prevent the growth of bacteria and fungus.

### STORAGE CONDITION

Storage condition: room temperature (2–30 °C).

### KIT CONTENT

1. Saliva Collector
2. Tube pre-filled with 2 ml buffer
3. Adhesive label
4. Biohazard bag
5. Test request form
6. Transport bag for sample delivery at the sampling point
7. Instructions for handling of the collected TEST&GO saliva sample
8. Instructions for Use

### USAGE METHOD

1. Rinse your mouth with water before sampling, and do not eat, smoke or brush your teeth before sampling at least 1 hour.
2. Relax your cheeks, spit into the saliva collector, up to 2 ml marker, make sure the amount do not include bubbles.
3. Add the preservation solution pre-filled in tube.
4. Remove the saliva collector and screw the cap.
5. Invert tube for about 10 times to mix.
6. Fill in the necessary information in the test request form and stick the barcode sticker on the test tube and the marked place in the test request form.
7. Then follow the instructions given in the document "Instructions for handling of the collected TEST&GO saliva sample".



**1. Take out the collector and preservation solution.**



**2. Relax your cheeks, spit into the saliva collector, up to 2 ml marker, make sure the amount do not include bubbles.**



**3. Add the preservation solution pre-filled tube.**



**4. Remove the saliva collector and screw the cap.**



**5. Invert tube for about 10 times to mix.**

### PRECAUTIONS

1. Do not touch the inside of the collector with hands or other items when using the collector.
2. The product is disposal, do not reuse it.
3. Do not use the product when its package is broken.
4. Do not use the product when it expires.
5. The product should be stored in a dry, ventilated, radiation-free, clean room.
6. Do not drink, touch the preservation solution. The solution can be harmful if ingested and may cause irritation if exposed to the skin and eyes.
7. If possible, please wear disposable gloves during whole operation.

**Manufacturing date and expiration date: view on label**

*Breach of the above instructions may affect the result.*

